



## Meganeb

Aerosoltherapy appliance provided with piston compressor with high performances and non-stop working. High operative pressure ensures a fast nebulisation time and particle dimension therapeutically effective, also thanks to the 2 speeds Neboplus Ampul. Big compartment case for accessories, easy to clean. Handle, cable winder and spare filter. Elegant and functional design, crash proof plastic case.

Apparecchio per aerosolterapia dotato di compressore a pistone ad elevate prestazioni e funzionamento continuo. L'elevata pressione operativa garantisce tempi di nebulizzazione rapidi e dimensione delle particelle terapeuticamente efficaci grazie all'ampolla nebulizzatrice 2 velocità. Ampio vano accessori, facile da pulire. Maniglia, avvolgicavo e filtro di ricambio. Design raffinato e razionale, scocca resistente agli urti.



Effective



For the whole family



Fast



Low noise




Double Pixper

0,37  
ml/min

3,41  
µm



### Targeted Nebulization - Nebulizzazione Mirata




# Targeted Nebulization- Nebulizzazione Mirata


High Therapy  
No selector

All round Therapy  
Green particle selector


Deep therapy  
White particle selector




MMAD 7,55 µm



5,00 µm



3,41 µm



**2 speeds** FLOW REGULATOR PLUG.  
*open plug: standard speed;*  
*closed plug: low speed*  
**2 velocità** REGOLATORE DI FLUSSO.  
*tappo aperto: velocità standard;*  
*tappo chiuso: velocità minima.*

PARTICLE SELECTOR  
SELETTORE PARTICELLE

COMPATIBLE WITH OILY DRUG  
COMPATIBILE CON FARMACI OLEOSI

GRADUATED SCALE  
SCALA GRADUATA

RECLINING SYSTEM



**Nebulization rate\***  
**Velocità di nebulizzazione\***

MEGANEB	1	2	3
	ml/min		
Open Plug Tappo aperto	0,39	0,37	0,26
Plug Inserted Tappo chiuso	0,34	0,22	0,16

\* Datas variable depending on the medicine used. Data measured through laser diffraction technology using a physiological solution. Datas obtained by nebulising 4 ml of physiological solution.

\* Dati variabili in funzione del farmaco utilizzato. Le misure sono state effettuate con tecnologia a diffrazione laser utilizzando soluzione fisiologica. Dati ottenuti nebulizzando 4 ml. di soluzione fisiologica.

## Accessories - Accessori



Neboplus Ampul  
Ampolla Neboplus



Adult mask  
Mascherina adulto



Child mask  
Mascherina bimbo



Adult nosepiece  
Nasale adulto



Child nosepiece  
Nasale bimbo



Mouthpiece  
Boccaglio



Tube  
Tubo



Green selector  
& pixper  
Selettore e  
pixper Verde



White selector  
& pixper  
Selettore e  
pixper bianco

## Technical specifications – Specifiche tecniche

Operating Pressure: 0,8 bar

Free Flow (LPM): 14 lpm

Noise level at 1 m: 35 dBA

Operating times: non stop

Guarantee: 3 years

Weight: 1,93 Kg

Pieces per pallet (H max 2,05 m): 180 pcs

Pieces per master carton: 6

Pressione operativa: 0,8 bar

Flusso libero (LPM): 14 lpm

Rumorosità a 1 m: 35 dBA

Tempo di funzionamento: continuo

Garanzia: 3 anni

Peso: 1,93 Kg

Pezzi per pallet (H max 2,05 m): 180 pcs

Pezzi contenuti: 6

Different guarantee period can be agreed with the company. Technical specifications are indicative. NORDITALIA could apply technical, functional, performances' and esthetical modifications without any previous advice. All technical data are approximative.

Periodi di garanzia differenti possono essere concordati con l'azienda. Le specifiche tecniche sono indicative. NORDITALIA si riserva di apportare modifiche tecniche, funzionali, prestazionali ed estetiche senza alcun preavviso. Tutti i dati tecnici sono approssimativi.

Norditalia Group S.r.l.,

via Colli Storici 215, 25015 Desenzano del Garda (BS) - ITALY

T. +39 030 991 0020 - F. +39 030 991 01 47

www.norditalia.biz - info@norditalia.biz - P.IVA IT00679790980

NUMERO VERDE  
**800 642 609**

ASSISTENZA CLIENTI: con servizio gratuito di presa e consegna a domicilio. Solo in Italia. Only for Italy.

ISO 13485 ISO 9001

A COMPANY WITH A QUALITY SYSTEM CERTIFIED  
AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO

The breath of wellness

ITALIAN  
QUALITY & DESIGN